









Rainfresh® MODEL RL3

WATER FILTER

REPLACEMENT INSTRUCTIONS

REPLACE FILTER EVERY 6 MONTHS

| | |
|--|--|
| <p>1.</p>  | <p>Push button to open filter cover.</p> |
| <p>2.</p>  | <p>Pull the filter down and remove. NOTE: If the filter is hard to remove, turn off water supply and relieve pressure at refrigerator door water dispenser before installing new filter.</p> |
| <p>3.</p>  | <p>Remove the packaging and end-cap of the new filter.</p> |
| <p>4.</p>  | <p>Push the new filter into the manifold hole and push up until it stops.</p> |
| <p>5.</p>  <p>CLICK</p> | <p>Push the cover back up until it clicks into place.</p> |
| <p>6.</p>  | <p>Discard first 2L of water to clear the system & prevent sputtering.</p> |
| <p>7.</p>  <p>LIGHT / FILTER</p> | <p>Reset the "replace filter" light, if needed, by holding the reset button for three seconds.</p> |
| <p>8.</p>  | <p>Check the filter for any leaks. Inspect the mount area and filter bottom for any sign of moisture.</p> |

Your new filter is ready for use.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Recycle old filters where facilities exist.

CARTRIDGE LIFE:

200 US Gal (757L) or 6 months



Tested and certified by CSA Group to NSF/ANSI 53 for the reduction of Lead, Cyst, PFOA and PFOS, to NSF/ANSI 42 for reduction of Chlorine, taste and odour and to CSA B483.1

Independently tested to NSF 401 for reduction of Pharmaceuticals (Phenytoin, Ibuprofen, Naproxen, Estrone, Bisphenol A, Nonylphenol)



Scan QR code to see performance data sheet for details.

Scannez le code QR pour voir la fiche de données de performance pour plus de détails.

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C 1J2, CANADA









Help Line: 1800 667 8072

Toronto & Area: (905) 884 9388 • www.rainfresh.ca

Rainfresh® MODÈLE RL3

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE À EAU

REEMPLACER LE FILTRE TOUS LES 6 MOIS

| | |
|--|--|
| 1.  | Pousser le bouton pour ouvrir le couvercle du filtre. |
| 2.  | Tirez le filtre vers le bas et retirez-le. REMARQUE : Si le filtre est difficile à retirer, couper l'alimentation d'eau et relâcher la pression du distributeur d'eau de la porte du réfrigérateur avant d'installer le nouveau filtre. |
| 3.  | Retirez l'emballage et le capuchon du nouveau filtre. |
| 4.  | Enfoncer le filtre neuf dans le trou du distributeur jusqu'à ce qu'il s'arrête. |
| 5.  | Pousser le couvercle vers le haut à nouveau jusqu'à ce qu'il s'enclenche. CLICK |
| 6.  | Jetez les 2 premiers litres d'eau pour rincer le système et éviter les pulvérisations. |
| 7.  | Réinitialiser le témoin lumineux « remplacer le filtre », au besoin, en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant trois secondes. |
| 8.  | Vérifier le filtre afin de détecter d'éventuelles fuites. Inspecter la zone de montage et le dessous du filtre afin de détecter tout signe d'humidité. |

Votre nouveau filtre est maintenant prêt à l'emploi.

Si l'eau n'est pas saine du point de vue microbiologique ou que sa qualité est douteuse, une désinfection adéquate s'impose avant ou après le filtre.

Recyclez les vieux filtres là où des installations existent.

DURÉE DE VIE DE LA CARTOUCHE :

200 US Gal (757L) ou 6 mois



Testé et certifié par le groupe CSA selon NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb, kyste, PFOA et PFOS, selon NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, goût et odeur et selon CSA B483.1

Testé indépendamment selon NSF 401 pour la réduction de produits pharmaceutiques (phénytoïne, ibuprofène, naproxène, estrone, bisphénol A, nonylphénol)

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C 1J2,
CANADA

Ligne d'assistance : 1800 667 8072

Toronto et région : (905) 884 9388

www.rainfresh.ca